

วิธีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)



ขั้นตอน	รูปภาพประกอบ
เตรียมอุปกรณ์หุ่นสำหรับ CPC - นำอุปกรณ์มาประกอบเข้ากับตัวหุ่น เช่น ปลั๊ก หน้าจอแสดงผลการ CPR	A photograph of a CPR training device with a screen and buttons, connected to a mannequin. The device is white and has a screen displaying CPR instructions. It is connected to a mannequin lying on a blue surface.
- นำปลั๊กมาต่อเข้ากับตัวหุ่นและจอแสดงผล (1 หัวต่อเข้ากับจอ อีก 1 หัวจอเข้ากับตัวหุ่น)	A photograph showing a close-up of the CPR training device connected to a mannequin. The device is white and has a screen displaying CPR instructions. It is connected to a mannequin lying on a blue surface. The image is split into two parts: the top part shows the device and the bottom part shows the mannequin's head and neck area.



หลังจากต่อสายเข้ากับตัวหุ่นเรียบร้อยแล้ว
กดปุ่ม ...
Start เพื่อเริ่มการใช้งาน
Reset เพื่อตั้งค่าการใช้งานใหม่

